


CURSO PRÁTICO DE BIOINFORMÁTICA:


Aula 4 – Prática de Bioinformática

Renan Paulo Martin

17/07/19



Pipeline DNaseq



Repositório do BROAD

- Genoma de Referência
- HAPMAP control
- dbSNP
- Arquivos adicionais utilizados

<https://console.cloud.google.com/storage/browser/genomics-public-data/resources/broad/hg38/v0>

Origem do Arquivo FASTQ

- Projeto 1000g
- HG00096

<ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/phase3/data/HG00096/alignment/>

Geração do FASTQ

```
samtools fastq \  
-1 HG00096_R1.fastq.gz \  
-2 HG00096_R2.fastq.gz \  
-0 /dev/null -s /dev/null -n \  
HG00096.chrom20.ILLUMINA.bwa.GBR.low_coverage.20  
120522.bam
```

Preparação Genoma de Referência

- `/usr/local/bin/bwa-0.7.17/bwa index
hg19_g1k_v37_decoy/human_g1k_v37_decoy.fasta`

Comando alinhamento

```
/usr/local/bin/bwa-0.7.17/bwa mem \  
-t 4 -B 4 -O 6 -E 1 -M -a \  
-R  
"@RG\tID:HG00096\tPL:Illumina\tPU:TOTO2\tLB:TOTO\t  
SM:TOTO3" \  
/data/hg38_baseFiles/hg38/hg38.fa\  
/data/bioinfo2019/HG00096/SRR081241_1.filt.fastq.gz\  
/data/bioinfo2019/HG00096/SRR081241_2.filt.fastq.gz \  
| samtools view -Shb -o HG00096.bam
```


samtools view

samtools -Shb -o HG00096.bam

-S auto detectar o formato de arquivo

-h incluir o cabeçalho

-b saída no formato BAM

samtools index

samtools index -b HG00096.bam

-b index no formato bai

samtools sort

```
samtools sort -O BAM -o HG00096_sorted.bam  
HG00096.bam
```

-O formato de saída

-o nome do arquivo de saída

Extrair CHR 20

```
samtools view -Sb HG00096_sorted.bam chr20 >  
HG00096_CHR20_sorted.bam
```

Picard MarkDuplicates

```
java -jar /data/bioinfo2019/picard.jar MarkDuplicates  
I=/data/bioinfo2019/HG00096/HG00096_CHR20_sorted.  
bam  
O=/data/bioinfo2019/HG00096/HG00096_CHR20_sorted  
_MKD.bam  
METRICS_FILE=/data/bioinfo2019/HG00096/HG00096_m  
ark_dups_metrics.txt ASSUME_SORT_ORDER=queryname  
QUIET=true
```

GATK BaseRecalibrator

```
java -jar /data/bioinfo2019/GenomeAnalysisTK.jar -T  
BaseRecalibrator -I  
/data/bioinfo2019/HG00096/HG00096_CHR20_sorted_  
MKD.bam -R /data/hg38_baseFiles/hg38/hg38.fa -o  
/data/bioinfo2019/HG00096/HG00096_CHR20.recalfile -  
nct 8 --downsample_to_fraction .1 -L chr20 -knownSites  
/data/hg38_baseFiles/gold_standard_indels/Mills_and_1  
000G_gold_standard.indels.hg38.vcf.gz -knownSites  
/data/hg38_baseFiles/known_indels/Homo_sapiens_asse  
mbly38.known_indels.vcf.gz
```

GATK PrintReads

- `java -jar /data/bioinfo2019/GenomeAnalysisTK.jar -T
PrintReads -I
/data/bioinfo2019/HG00096/HG00096_CHR20_sorted_
MKD.bam -R /data/hg38_baseFiles/hg38/hg38.fa -BQSR
/data/bioinfo2019/HG00096/HG00096_CHR20.recalfile
-O
/data/bioinfo2019/HG00096/HG00096_CHR20_sorted_
MKD_GATKrecal.bam --globalQScorePrior -1.0 --
useOriginalQualities --preserve_qscores_less_than 6 --
static_quantized_qual 10 --static_quantized_qual 20 --
static_quantized_qual 30 --disable_indel_qual --
filter_bases_not_stored`

HaplotypeCaller

```
java -jar /data/bioinfo2019/GenomeAnalysisTK.jar -T  
HaplotypeCaller -R /data/hg38_baseFiles/hg38/hg38.fa -I  
/data/bioinfo2019/HG00096/HG00096_CHR20_sorted_  
MKD_GATKrecal.bam --emitRefConfidence GVCF --dbSNP  
/data/hg38_baseFiles/dbSNP151/Homo_sapiens_assembl  
y38.dbSNP151.vcf.gz -L chr20 -o  
HG00096_CHR20.raw.snps.indels.g.vcf
```


IGV

- Integrative Genomic Viewer
- Visualização dos reads e das variantes

<https://software.broadinstitute.org/software/igv/download>